

# 冲刷测试仪 FLUSH 100

## FLUSHABILITY TESTER



### 产品介绍

如今一次性卫生产品的市场发展迅速。所以对于无纺布产品的生产者来说，测试产品的冲刷性能也变得越来越重要。

1. 兰精仪器的 FLUSH 100 冲洗测试仪提供可再生的以及全自动测试无纺布的可溶解性。
2. FLUSH 100 测试仪最多能同时测试 4 份样品的分散能力
3. 通过在测试液中搅拌预设的时间来完成的。因此残余碎片的尺寸通过筛盒进行分析。



## 技术规格

应用	可以测试冲刷能力的装置，例如废水系统中卫生产品的溶解性。
方法	样品被放入全封闭的塑料管中，塑料管中含有已知数量的测试液。经过一段时间的旋转，通过筛盒分析残余碎片的尺寸。最多可同时测定 4 个样品。
结果	当测试终止以后，过滤分析会根据各自的测试标准来执行。
样品试管数量:	有 4 个样品试管，最多可同时测试 4 份样品。
样品试管的长度	500mm
样品试管的直径	70mm
筛盒	2 个筛盒和 4 个插入装置
尺寸	高度：650mm 宽度：840mm 长度：630mm 重量：大约 45 公斤

